

**CE 2797**

RM/N 4043

Rev. 070820

**Belzer UW® Cold Storage Solution - 2000mL**  
**(University of Wisconsin Solution)**

**STERILE A**

**REF** BTLBUW-2000


Cold Storage Solution	Solución de Almacenamiento en Frío
Solution de Conservation au Froid	Soluzione per Conservazione a Freddo
Lösung zur Kaltlagerung	Koeloplossing
Kylförvaringslösning	Solução para Conservação a Frio

≈320 mosmol/kg

[Na] 29mEq/L

[K] 125mEq/L

Non-pyrogenic – Apirógena – Apyrogène – Apirógena – Nicht:pyrogen – Pyrogeenvrij – Apirógenica



Warning: Not intended for systemic administration by direct injection or intravenous infusion.	Warning: Not for in situ flushing of organs in living donors or patients.	Warning: Discard any unused portion.
Advertencia: No está destinado a la administración sistémica mediante inyección directa ni por perfusión intravenosa.	Advertencia: No apto para la irrigación de órganos in situ en donantes o pacientes vivos.	Advertencia: Deseche cualquier porción no utilizada.
Avertissement: Non destine a une administration par voie générale en injection directe ou en perfusion intraveineuse.	Avertissement: Non destinée au rinçage in situ d'organes sur les donneurs vivants ou les patients.	Avertissement: Jeter toute portion inutilisée.
Attenzione: Non destinato all somministrazione sistemica mediante iniezione diretta o infusione endovenosa.	Attenzione: Non idoneo per il lavaggio in situ di organi in donator o pazienti viventi.	Attenzione: Scartare eventuali residui.
Warnhinweis: Nicht zur systemischen Verabreichung durch Direktinjektion oder intravenöse Infusion bestimmt.	Warnhinweis: Nicht zur In-situ-Spülung von Organen im Körper lebender Spender oder Patienten.	Warnhinweis: Nicht verwendete Reste entsorgen.
Waarschuwing: Niet bestemd voor systemische toediening door middel van directe injectie of intraveneuze infusie.	Waarschuwing: Niet bestemd voor in situ spoelen van organen in levende donoren of patiënten.	Waarschuwing: Gooi alle ongebruikte deel weg.
Aviso: Não se destina a administração sistémica por injeção directa ou infusão intravenosa.	Aviso: Não se destina à irrigação in situ de órgãos em dadores vivos ou doentes.	Aviso: Rejeitar qualquer porção não utilizada.
Varning: Ej avsedd för systemisk administrering via direkt injektion eller intravenös infusion.	Varning: Ej avsedd för in situ-spolning av organ hos levande donatorer eller patienter.	Varning: Kassera överbliven.

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**LOT**



Preservation Solutions, Inc.  
 1099 Proctor Drive  
 Elkhorn, WI 53121 USA  
 +1.262.723.6715 Tel  
 +1.262.723.4013 Fax

Distributor:  
 Bridge to Life (Europe) Ltd  
 a subsidiary of Bridge to Life Ltd.  
 LU 311 The Light Bulb  
 1 Filament Walk  
 London SW18 4GQ  
 United Kingdom  
 +44 (0) 20 3411 8326 Tel

**EC REP**

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 The Netherlands