

CE 2797

RM/N 4085
Rev. 070820

Belzer MPS® -1000mL
(UW Machine Perfusion Solution)

STERILE A

REF BTLBMPS-1000

Organ Preservation Solution	Solución para Preservación de Órganos
Solution de Conservation d'Organe	Soluzione per la Preservazione degli Organi
Organkonservierungslösung	Bewaarplossing voor Organen
Organkonserveringslösning	Solução para Preservação de Órgãos


285–315 mosmol/kg

pH approximately 7.4

Non-pyrogenic – Apirógena – Apyrogène – Apirogena – Nichtpyrogen – Pyrogeenvrij – Apirogénica



DEHP



Warning: Not intended for systemic administration by direct injection or intravenous infusion.	Warning: Not for in situ flushing of organs in living donors or patients.	Warning: Discard any unused portion.
Advertencia: No está destinado a la administración sistémica mediante inyección directa ni por perfusión intravenosa.	Advertencia: No apto para la irrigación de órganos in situ en donantes o pacientes vivos.	Advertencia: Deseche cualquier porción no utilizada.
Avertissement: Non destine a une administration par voie générale en injection directe ou en perfusion intraveineuse.	Avertissement: Non destinée au rinçage in situ d'organes sur les donneurs vivants ou les patients.	Avertissement: Jeter toute portion inutilisée.
Attenzione: Non destinato all somministrazione sistemica mediante iniezione diretta o infusione endovenosa.	Attenzione: Non idoneo per il lavaggio in situ di organi in donator o pazienti viventi.	Attenzione: Scartare eventuali residui.
Warnhinweis: Nicht zur systemischen Verabreichung durch Direktinjektion oder intravenöse Infusion bestimmt.	Warnhinweis: Nicht zur In-situ-Spülung von Organen im Körper lebender Spender oder Patienten.	Warnhinweis: Nicht verwendete Reste entsorgen.
Waarschuwing: Niet bestemd voor systemische toediening door middel van directe injectie of intraveneuze infusie.	Waarschuwing: Niet bestemd voor in situ spoelen van organen in levende donoren of patiënten.	Waarschuwing: Gooi alle ongebruikte deel weg.
Aviso: Não se destina a administração sistémica por injeção directa ou infusão intravenosa.	Aviso: Não se destina à irrigação in situ de órgãos em dadores vivos ou doentes.	Aviso: Rejeitar qualquer porção não utilizada.
Varning: Ej avsedd för systemisk administrering via direkt injektion eller intravenös infusion.	Varning: Ej avsedd för in situ-spolning av organ hos levande donatorer eller patienter.	Varning: Kassera överbliven.

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

LOT



Preservation Solutions, Inc.
1099 Proctor Drive
Elkhorn, WI 53121 USA
+1.262.723.6715 Tel
+1.262.723.4013 Fax

Distributor:
Bridge to Life (Europe) Ltd
a subsidiary of Bridge to Life Ltd.
LU 311 The Light Bulb
1 Filament Walk
London SW18 4GQ
United Kingdom
+44 (0) 20 3411 8326 Tel

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands